

Cubeta test Fósforo reactivo (ortofosfatos) , 50 test



VIALES SUSTITUIDOS POR HI93758A-50 Y HI93763A-50

Los viales HI94758A-50 son reactivos pre-dosificados que siguen una adaptación del **método de EPA 365.2** y los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 20^a edición, **4500-PE, ácido ascórbico para la determinación de fósforo** utilizando fotómetros de sobremesa HANNA.

- 50 viales de reactivo pre-dosificado para facilitar su uso
- Adaptación del **método EPA 365.2** y Métodos estándar para el examen de aguas y aguas residuales
- Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.

Referencia: -

Paquete	Viales y paquetes
Cantidad	50 test
Distancia	0.00 a 1.60 mg / L Fósforo
Resolución	0.01 mg / l
Exactitud	± 0.05 mg / L o $\pm 5\%$ de la lectura a 25 ° C, lo que sea mayor
Color de identificación del vial	rojo
Aplicaciones	Ambiental, Industrial, Análisis de Aguas, Tratamiento de Aguas Residuales.
Método	Adaptación del método

EPA 365.2 y Métodos
estándar para el examen
de aguas y aguas
residuales, 20^a edición,
4500-PE, método de
ácido ascórbico