

## Reactivo Peróxidos (0,0 a 25,0 meq O<sub>2</sub>/ kg) 21 test



Conjunto de reactivos para el fotómetro HI83730 para la determinación del valor de peróxido en aceites de oliva. Un usuario puede determinar con precisión el valor de peróxido de aceite de oliva dentro de un rango de 0.0 a 25.0 meq O<sub>2</sub> / kg utilizando los reactivos HI83730-20.

- Marcado con número de lote para trazabilidad.
- Para uso con el fotómetro HI83730 para la determinación del valor de peróxido en aceites de oliva
- Se suministra reactivo para 21 test.

Referencia: -

Cantidad	21 pruebas
Paquete	viales y paquetes
Método	Adaptación del método EC 2568/91 y siguientes modificaciones.
Proposición 65	<b>ADVERTENCIA</b> : Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el cloroformo, que el estado de California reconoce como causante de cáncer y causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.