

## Reactivo polvo Ácido Cianúrico (0 a 80 mg/L)



HI93722-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de Ácido Cianúrico (0 a 80 mg/L) . Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93722-01 y 300 test HI93722-03

Referencia: -

Paquete	paquete
Cantidad	100 pruebas
Método	Método turbidimétrico