

## Reactivo polvo Aluminio (0,00 a 1,00 mg/L)



HI93712-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica del Aluminio (0,00 a 1,00 mg/L). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93712-01 y 300 test HI93712-03

Referencia: -

Paquete	paquete
Cantidad	100 pruebas
Método	Adaptación del método aluminón. La reacción entre el aluminio y los reactivos provoca un tinte rojizo en la muestra.