

Reactivo Sílice (0,00 a 2,00 mg/L)



HI93705-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica del sílice. Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93705-01 y 300 test HI93705-03

Referencia: -

Paquete	frascos cuentagotas y paquetes
Cantidad	100 pruebas
Método	Adaptación del método heteropoly blue ASTM D859.