

Solución acondicionamiento para electrodo ISE de Sodio, 500 ml



HI4016-46 es una solución acondicionadora de 500 ml diseñada específicamente para el Electrodo Selectivo de Iones de Sodio (ISE) FC300B de Hanna.

Antes de usar el electrodo de sodio FC300B por primera vez, o si lo reactiva después del almacenamiento, el electrodo debe acondicionarse con HI-4016-46, lo que asegurará un rendimiento de medición óptimo.

Referencia: -

Paquete	botellas	
tamaño	500 ml	
Cantidad		1
Certificado de análisis	No	