

## Solución almacenamiento para electrodo ISE de Sodio, 500 ml



Solución de almacenamiento creada específicamente para los electrodos de ion selectivo (ISE) de sodio de Hanna. Antes de usar el electrodo de sodio FC300B por primera vez, o si se reactiva después del almacenamiento, debe acondicionarse sumergiéndolo en solución de almacenamiento. El ISE de sodio también puede permanecer en esta solución para fines de almacenamiento a largo y corto plazo.

- 1 botella de 500 ml
- Solución hidratante de almacenamiento
- Botella cerrada herméticamente con sello a prueba de contaminación
- Cada frasco viene marcado con número de lote y fecha de caducidad

Referencia: -