


Solución electrolítica para ISE de Sodio



Solución de llenado de electrodo ISE de sodio que se suministra en botellas dosificadoras de 30 ml. El nivel de electrolito en los electrodos rellenables debe ser el adecuado antes de realizar cualquier medición. Si el nivel es bajo, vuelva a llenar con la solución electrolítica adecuada para asegurar un rendimiento óptimo. Este sencillo mantenimiento ayuda a garantizar una presión interna adecuada para facilitar el flujo de electrólito de referencia en la muestra.

- 4 botellas de 30 ml

Referencia: -

| | | |
|----------|----------|---|
| Paquete | botellas | |
| tamaño | 30 ml | |
| Cantidad | | 4 |