

## Solución limpieza electrodos para depósitos de queso



HI70642L es una solución de limpieza altamente efectiva especialmente formulada para usarse con **electrodos de pH recubiertos con depósitos de queso**.

Los electrodos se ensucian por el uso y producirán resultados inexactos incluso si se leen correctamente en un tampón de pH. Las soluciones de limpieza de HANNA eliminan las impurezas y los residuos que quedan en las superficies de los electrodos cuando se sumergen en las muestras durante la medición o cuando se almacenan incorrectamente.

Todas las soluciones de limpieza vienen en una **botella hermética** con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad y la frescura. En la botella se marca un número de lote y una fecha de vencimiento.

Disponible en:

HI70642L: botella 500 ml

HI700642P: Sobres individuales de 20 ml en paquetes de 25.

Referencia: -

Descripción	Solución de limpieza para depósitos de queso (industria alimentaria).
Paquete	botellas
tamaño	500 ml
Cantidad	1
Certificado de análisis	No