

## Test Kit Fenol (0,00 a 1,00 - 0,5 a 5,0 mg/ L) 100 test



El HI3864 es un test kit que utiliza el método de aminoantipirina para medir fenoles en baja (LR) y alto rango (HR).

- Uso rápido y sencillo
- Todos los reactivos marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad
- Disco Checker® para una determinación más precisa

El HI3864 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar 100 tests.

Referencia: -

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Distancia                 | 0.00 a 1.00 mg / L (ppm)<br>LR; 0.5 a 5.0 mg / L (ppm)<br>HR                                 |
| Método                    | aminoantipirina  |
| Incremento mas pequeño    | 0,02 mg / l (0,00 a 1,00 mg / l rango) LR; 0.1 mg / L (rango de 0.5 a 5.0 mg / L) HR         |
| Número de test            | 100  |
| Tipo CTK                  | Disco del inspector  |
| Peso                      | 573 g  |
| Información sobre pedidos | El kit de prueba HI3864 viene con reactivo HI3864A-0 (100 paquetes), reactivo HI3864B-0 (100 |

paquetes), disco corrector  
con discos LR y HR, viales  
de vidrio con tapas (2) y  
un espejo.