

Test Kit Fenol (0,00 a 1,00 - 0,5 a 5,0 mg/ L) 100 test



El HI3864 es un test kit que utiliza el método de aminoantipirina para medir fenoles en baja (LR) y alto rango (HR).

- Uso rápido y sencillo
- Todos los reactivos marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad
- Disco Checker® para una determinación más precisa

El HI3864 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar 100 tests.

Referencia: -

Distancia	0.00 a 1.00 mg / L (ppm) LR; 0.5 a 5.0 mg / L (ppm) HR
Método	aminoantipirina
Incremento mas pequeño	0,02 mg / l (0,00 a 1,00 mg / l rango) LR; 0.1 mg / L (rango de 0.5 a 5.0 mg / L) HR
Número de test	100
Tipo CTK	Disco del inspector
Peso	573 g
Información sobre pedidos	El kit de prueba HI3864 viene con reactivo HI3864A-0 (100 paquetes), reactivo HI3864B-0 (100

paquetes), disco corrector
con discos LR y HR, viales
de vidrio con tapas (2) y
un espejo.