

Cubeta test Detergentes No iónicos 0.00 a 6.00 mg/L TRITON X-100 24 test



Los viales de reactivo pre-dosificados HI96780-25 se utilizan para la determinación colorimétrica de tensioactivos no iónicos. Son reactivos de alta calidad y se encuentran marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada paquete para su trazabilidad.

- Viales con reactivos pre-dosificados de fácil uso
- Método TBPE
- Marcados con fecha de vencimiento y número de lote

Referencia: -