

## Reactivo Dióxido de Cloro (método DPD)



Los HI96779 son reactivos para la determinación rápida colorimétrica de dióxido de cloro (0.00 a 2.00 mg / L) utilizando un fotómetro de mesa o portátil compatible.

- Disponible para 100 o 300 test.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Fácil uso.

**HI96779-01:** 1 botella (HI96779A-0) + 100 sobres (HI96779B-0) de reactivo para 100 determinaciones.

**HI96779-03:** 3 botellas (HI96779A-0) + 300 sobres (HI96779B-0) de reactivo para 300 determinaciones.

Referencia: -