

Célula de flujo larga para portasondas de HI9829 y HI9819x



Célula de flujo larga de liberación rápida que permite la recopilación de muestras y el control de campo de agua dulce y marina cuando se usa con el medidor multiparamétrico HI9829 y HI98594 y una sonda compatible en una estación de control de flujo fijo con una bomba. La celda de flujo encierra la sonda durante la recopilación de muestras y el monitoreo de campo. La célula de flujo es adecuada para monitoreo de campo ambiental y muestreo.

Referencia: -

Muestra prevista	Agua o solución acuosa
Temperatura de la muestra	0 °C (sin congelación) a 55 °C
Tasa de flujo	2.0 l / min. máximo (Típico 0.1 a 0.5 L / min.)
Materiales mojados	Junta tórica de PVC, PMMA, EPDM, tubo de acero inoxidable 316
Cantidad	1