

Checker Calcio Agua Marina (200 a 600 ppm)



El medidor de bolsillo de calcio, Checker HANNA HI758, es un colorímetro digital para realizar test de calcio. El checker de Calcio Agua Marina, HI758, se suministra con cubetas con tapa (2), pipeta para 100µL, jeringa, pipeta de plástico, reactivo para 25 tests, batería, instrucciones y guía rápida de uso.

- Medidas precisas y sencillas
- Muestra directa en pantalla del valor de Calcio para agua marina

Referencia: -

Distancia	200 a 600 ppm
Resolución	1 ppm
Precisión a 25 ° C / 77 ° F	$\pm 6\%$ de lectura
Fuente de luz	LED a 610 nm
Detector de luz	fotocelula de silicona
Método	Adaptación del método Zincon.
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH máx. 95% sin condensación
Tipo de Batería	(1) 1.5V AAA
Apagado automático	después de diez minutos de no uso
Dimensiones	81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm

Peso	64 g
Información sobre pedidos	HI758 Calcium Checker se suministra con (2) cubetas de muestra con tapas, kit de inicio de reactivo de calcio para 25 pruebas, gotero, jeringa de 1 ml con punta, pipeta de 100 microlitros con punta, pipeta de plástico, batería, instrucciones y guía de inicio rápido.