

## Checker Cloro Libre (0 a 2,50 ppm)



El medidor de cloro libre de bolsillo, Checker HANNA HI701, es un colorímetro digital para realizar test de cloro.

El checker o medidor de cloro libre de rango bajo, HI701, se suministra completo, con cubetas con tapa (2), reactivo polvo para 6 tests, batería, instrucciones y guía rápida de uso

- Medidas precisas y sencillas
- Muestra directa en pantalla del valor del cloro
- Posibilidad de uso con reactivo líquido o polvo

Cumple con la norma UNE-ISO 17381:2012

Referencia: -

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Rango</b>              | 0.00 a 2.50 ppm  |
| <b>Resolución</b>         | 0.01 ppm   |
| <b>Precisión a 25 ° C</b> | $\pm 0.03 \text{ ppm} \pm 3\%$ de la lectura                 |
| <b>Fuente de luz</b>      | LED a 525 nm   |
| <b>Detector de luz</b>    | fotocelula de silicona                                       |
| <b>Método</b>             | Adaptación de la USEPA 330.5 y el Método Estándar 4500-Cl G. |
| <b>Ambiente</b>           | 0 a 50 ° C ; HR máx. 95% sin condensación                    |
| <b>Tipo de Batería</b>    | (1) 1.5V AAA   |

**Apagado automático** después de dos minutos de no uso

**Dimensiones** 81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm

**Peso** 64 g

**Información sobre pedidos** HI701 Checker<sup>®</sup> se suministra con (2) cubetas de muestra con tapas, kit de inicio de reactivo de cloro gratuito para 6 pruebas (6 paquetes de reactivo en polvo), batería, instrucciones y guía de inicio rápido.