

Checker Cloro Libre (0 a 2,50 ppm)



Hasta el 31 de julio, con la compra de este minifotómetro, i reactivo líquido para 100 test GRATIS!

El medidor de cloro libre de bolsillo, Checker HANNA HI701, es un colorímetro digital para realizar test de cloro.

El checker o medidor de cloro libre de rango bajo, HI701, se suministra completo, con cubetas con tapa (2), reactivo polvo para 6 tests, batería, instrucciones y guía rápida de uso

- Medidas precisas y sencillas
- Muestra directa en pantalla del valor del cloro
- Posibilidad de uso con reactivo líquido o polvo

Cumple con la norma UNE-ISO 17381:2012

Referencia: HI701

Rango	0.00 a 2.50 ppm
Resolución	0.01 ppm
Precisión a 25 ° C	± 0.03 ppm ± 3% de la lectura

Fuente de luz	LED a 525 nm
Detector de luz	fotocelula de silicona

Método	Adaptación de la USEPA 330.5 y el Método Estándar 4500-Cl G.
---------------	--

Ambiente	0 a 50 ° C ; HR máx. 95% sin
-----------------	------------------------------

condensación

Tipo de Batería (1) 1.5V AAA

Apagado automático después de dos minutos de no uso

Dimensiones 81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm

Peso 64 g

Información sobre pedidos HI701 Checker® se suministra con (2) cubetas de muestra con tapas, kit de inicio de reactivo de cloro gratuito para 6 pruebas (6 paquetes de reactivo en polvo), batería, instrucciones y guía de inicio rápido.