

## Checker Cloruros (0 a 20,0 ppm)



El medidor de bolsillo de cloruros, Checker HANNA HI753, es un colorímetro digital para realizar test de cloruros. El checker de Cloruros, HI753, se suministra con cubetas con tapa (2), reactivo para 25 tests, batería, instrucciones y guía rápida de uso.

- Medidas precisas y sencillas
- Muestra directa en pantalla del valor de Cloruros

Referencia: -

Distancia	0.0 - 20.0 ppm
Resolución	0.1 ppm
Precisión a 25 ° C / 77 ° F	± 6% de la lectura ± 0.5 ppm
Fuente de luz	LED a 470 nm
Detector de luz	fotocelula de silicona
Método	Adaptación del método del tiocianato de mercurio (II).
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH máx. 95% sin condensación
Tipo de Batería	(1) 1.5V AAA
Apagado automático	después de diez minutos de no uso
Dimensiones	86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm
Peso	64 g
Información sobre pedidos	HI753 Checker®HC se suministra con 2 cubetas y tapas, kit de inicio de reactivo (6 paquetes de reactivo), (2) jeringas de 1 ml con puntas, (1) batería AAA de 1.5X y un manual de instrucciones.
Proposición 65	<b>ADVERTENCIA</b> : este producto puede exponerse a sustancias químicas de California reconoce como causantes de defectos de nacimiento u otros