

Cubeta test Amonio 25 test



Reactivos pre-dosificados para la determinación de Amoníaco siguiendo el **método de Nessler**, una adaptación del Manual ASTM de Tecnología de Agua y Medio Ambiente, utilizando un fotómetro de sobremesa compatible. Cada caja contiene 25 viales marcados con fecha de vencimiento y número de lote.

- 25 viales con reactivo pre-dosificado para facilitar su uso
- Determinación mediante método Nessler (Adaptación de ASTM Tecnología de Agua y Medio Ambiente)
- Se entrega con certificado de calidad.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.

Referencia: -

Paquete	Frascos y botella
Cantidad	25 pruebas
Distancia	0 a 100 mg / L (como NH ₃ -N)
Resolución	1 mg / l
Exactitud	± 1 mg / L o ± 5% de la lectura a 25 ° C, lo que sea mayor
Color de identificación del vial	verde
Aplicaciones	Ambiental, Industrial, Análisis de Aguas, Tratamiento de Aguas Residuales.
Método	Adaptación del Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, D1426-92, método de Nessler
Proposición 65	ADVERTENCIA : Este producto puede exponerse a sustancias químicas, como el mercurio y los compuestos de mercurio, que el Estado de California considera que causan defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.