

## Cubeta test Fósforo Total 50 test



Los viales HI94763B-50 son reactivos pre-dosificados que siguen una **adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 20ª edición, 4500-PC, ácido vanadomolibdofosfórico** para la determinación de fósforo total de alto rango utilizando un fotómetro de sobremesa compatible.

- 50 viales de reactivos pre-dosificados para facilitar su uso
- Se entrega con certificado de calidad.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Adaptación del método Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 20ª edición, 4500-PC, ácido vanadomolibdofosfórico

El reactivo de rango alto 0,0 a 32,6 mg/L, corresponde a la referencia: HI94763B-50

El reactivo de rango bajo 0,00 a 1,15 mg/L, corresponde a la referencia: HI94758C-50

Referencia: -

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Cantidad                         | 50 viales (49 tests)   |
| Distancia                        | 0.0 a 32.6 mg / L Fósforo                                    |
| Resolución                       | 0.1 mg / l   |
| Exactitud                        | ± 0.5 mg / L o ± 5% de la lectura a 25 ° C, lo que sea mayor |
| Color de identificación del vial | verde  |
| Aplicaciones                     | Ambiental, Industrial, Análisis de Aguas, Tratamiento de     |

Aguas Residuales.

Método

Adaptación de los métodos estándar para el examen de agua y aguas residuales, 20<sup>a</sup> edición, 4500-PC, método del ácido vanadomolibdofosfórico