

## Cuchilla de acero inoxidable para electrodo pH



Cuchilla de acero inoxidable para facilitar la entrada en productos sólidos o semisólidos como carne, pescado, quesos maduros, semicongelados, etc. con un electrodo de pH.

- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad para una larga vida útil
- Afilado para una fácil perforación en la carne y otros semisólidos
- Protege el electrodo de pH de vidrio de roturas
- Compatible con los electrodos FC230B, FC231D, FC232D, FC2323
- Dos tamaños de hoja disponibles: 20 mm o 35 mm de largo

Referencia: -

Material	Acero inoxidable
tamaño	35 mm
Cantidad	1
Electrodos compatibles	FC230B, FC231D, FC232D, FC2323