

## Electrodo ORP de platino, cuerpo vidrio, conector BNC, para muestras difíciles



Electrodo de ORP de platino, indicado para muestras difíciles.

- Doble unión, abierta esmerilada
- Cuerpo vidrio
- Electrolito KCL 3,5M
- Conector BNC

Referencia: -

Cuerpo material	vidrio
Referencia	doble, Ag / AgCl
Unión / caudal	abierta, tecnología CPS
Electrolito	KCl 3.5M
Distancia	ORP: $\pm 2000$ mV
Presión máxima	0.1 bar
Forma de la punta	anillo de platino
Diámetro	12 mm
Longitud del cuerpo / Longitud total	120 mm / 175.5 mm
Temperatura de funcionamiento recomendada	-5 a 80 ° C
Sensor de temperatura	no
Pin a juego	no
Amplificador	no
Digital	no
Cable	coaxial; 1 m
Conexión	BNC
Aplicaciones	vino, muestras difíciles