

Electrodo pH de recambio para HI98100, HI98103 y HI98115



Es un electrodo de pH con cuerpo de polipropileno y punta de vidrio esférica. Indicado para aplicaciones generales y trabajos de campo. Para Cheker HI98100, HI98103 y HI98115.

- Unión abierta
- Electrolito viscoleno. No rellenable
- Sin cable, unión screw cap

Se suministra en una caja junto con una capucha protectora del electrodo y el certificado de calidad del electrodo.

Referencia: -

Referencia	simple, Ag / AgCl
Cruce / caudal	abierto
Electrólito	viscoleno
Presión máxima	0.1 bar
Distancia	pH: 0 a 13
Temperatura de funcionamiento recomendada	0 a 50 ° C - GP
Forma de la punta	Esferico (dia: 3 mm)
Sensor de temperatura	no
Amplificador	no
Cuerpo material	polipropileno
Cable	no
Aplicaciones	usos generales
Conexión	Tapón de rosca