

## Electrodo pH polipropileno, conector pin, para testers HI98127/ 28/ 29/ 30



Electrodo de pH para recambio en testers COMBO

- Electrodo de polipropileno
- Conector DIN
- Recomendable el uso de la herramienta de retirada de electrodo HI73128

Referencia: -

Referencia	simple, Ag / AgCl
Electrólito	gel
Presión máxima	0.1 bar
Distancia	pH: 0 a 14
Temperatura de funcionamiento recomendada	-5 a 50 ° C
Forma de la punta	Esferico (dia: 5 mm)
Sensor de temperatura	no
Amplificador	no
Cuerpo material	polipropileno
Cable	no
Aplicaciones	Aplicaciones de campo, uso general.