

Electrodo ISE de Bromuro



Es un electrodo de semicelda de ión selectivo Bromuros de cuerpo de PEI, especialmente indicado para pantallas, suelo y como indicador en valoraciones.

- Rango de medida: 79910 a 0.08 ppm
- Rango pH óptimo: 2 a 12
- Rango de temperatura: 0-80°C

Tiene 1 metro de cable y conector BNC.

Referencia: -

Tipo	de Estado sólido; media celda
Rango de medicion	Bromuro (Br -) 1,0M a $1 \cdot 10^{-6}$ M, 79,910 a 0,08 mg / L (ppm)
Rango de pH óptimo	pH 2 a 12.5
Rango de temperatura	0 a 80 ° C
Pendiente aproximada	-56 mV
Diámetro	12 mm
Longitud total	120 mm
Cuerpo material	epoxy
Cable	coaxial; 1 m
Conexión	BNC