

## Electrodo ISE de Nitratos



Referencia: -

Tipo	membrana polimérica; media celda
Rango de medicion	Nitrato ( $\text{NO}_3^-$ ) 0,1M a $1 \cdot 10^{-5}$ M, 6,200 a 0,62 mg / L (ppm)
Rango de pH óptimo	pH 2 a 12
Rango de temperatura	0 a 40 ° C
Pendiente aproximada	-56 mV
Diámetro	12 mm
Longitud total	120 mm
Cuerpo material	epoxi, PVC
Cable	coaxial; 1 m
Conexión	BNC