

## Electrodo ISE de Plomo/Sulfato



Referencia: -

Tipo	de Estado sólido; media celda
Rango de medicion	Plomo ( $Pb^{2+}$ ) 0,1M a $1 \cdot 10^{-6}$ M, 20,700 a 0,21 mg / L (ppm)
Rango de pH óptimo	pH 4 a 7
Rango de temperatura	0 a 80 ° C
Pendiente aproximada	+27 mV
Diámetro	12 mm
Longitud total	120 mm
Cuerpo material	epoxy
Cable	coaxial; 1 m
Conexión	BNC