

Electrodo semicelda ORP de plata, cuerpo vidrio, valoraciones argentométricas, conector BNC



Electrodo semicelda ORP de plata con cuerpo de vidrio para valoraciones argentométricas, conector BNC

Referencia: -

Cuerpo material	vidrio
Media celda	Ag
Rango	mV
Forma de la punta	cilíndrico (dia: 3mm)
Diámetro	12 mm
Longitud del cuerpo / Longitud total	120 mm / 163.5 mm
Temperatura de funcionamiento recomendada	0 a 70 ° C
Cable	coaxial
Conexión	BNC
Aplicaciones	valoración argentométrica