

## Glicerol 4 envases de 20ml



HI93703-57 es una solución de referencia de glicerol que se utiliza en la calibración del Analizador de color miel HI96785. El glicerol se utiliza para calibrar los fotómetros a 100% de transmitancia. Luego se analiza una muestra de miel para determinar la cantidad de luz, a una longitud de onda específica, que se puede transmitir en relación con el estándar de glicerol.

- El HI93703-57 se suministra en 4 frascos que contienen 30 mL de glicerol.
- Sellado para mantener la calidad.
- Fecha de vencimiento en la etiqueta

Referencia: -

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| Paquete      | botella   |   |
| tamaño       | 30 ml   |   |
| Cantidad     |   | 4 |
| Aplicaciones | Alimentos y<br>Bebidas, Miel,<br>Jarabe de Arce |   |