

## Herramienta para retirar electrodo de testers



Herramienta para poder extraer y reemplazar el electrodo en varios medidores testers de Hanna. Con un simple giro de la herramienta, el electrodo se puede extraer y reemplazar de forma segura y fácil por uno nuevo. Los electrodos de pH y conductividad (CE) se deterioran con el tiempo, requiriendo reemplazo para asegurar que las mediciones se obtengan de manera rápida y precisa.

- Se puede utilizar con los medidores: HI98120, HI98121, HI98127, HI98128, HI98129, HI98130, HI98311 y HI98312.

Referencia: -

Cantidad 1