

Kit completo de accesorios para fotómetro HI96785



El Kit completo de accesorios para fotómetro HI96785 está compuesto por: 82 cubetas cuadradas, una botellita de glicerol de 30ml y 2 jeringas de 75 ml, para unos 75 test aproximadamente.

Referencia: -

Paquete	equipo	
Cantidad		1
Información sobre pedidos	HI 93703-56 incluye: (2) jeringa de 5 ml, (82) cubeta de 10 mm, (1) botella de 30 ml de estándar de referencia de glicerol de grado reactivo.	