

## Kit de mantenimiento de la sonda de OD para HI9829 y HI9819x



Kit de mantenimiento para la sonda de los medidores de la serie multiparamétrica HI9829. Este kit se suministra con la solución de electrolito HI7042S para el sensor de oxígeno disuelto, membranas de repuesto con juntas tóricas para el sensor de OD (5), un cepillo pequeño para limpiar la sonda de conductividad, juntas tóricas para los conectores del sensor (5) y jeringa con grasa para lubricar las juntas tóricas.

Referencia: -

Paquete	equipo	
Cantidad		1

Información sobre pedidos	El kit de mantenimiento de la sonda HI 7698292 incluye HI 7042S (solución de electrolito para el sensor de OD), membranas de repuesto con juntas tóricas para el sensor de OD, un cepillo pequeño para limpieza de EC, juntas tóricas para los conectores del sensor y una jeringa con grasa para lubricar estas juntas. anillos
---------------------------	--