

Kit de mantenimiento de la sonda para HI9828



El HI7698282 es un kit de mantenimiento de sonda para usar con los medidores multiparamétricos HI9828. Este kit se suministra con: solución de electrolito HI7042S para el sensor de oxígeno disuelto, juntas tóricas para el sensor de OD (5), un cepillo pequeño, juntas tóricas para la sonda multiparamétrica (5) y jeringa con grasa para lubricar las juntas tóricas.

Referencia: -

| | | |
|----------|--------|---|
| Paquete | Equipo | |
| Cantidad | | 1 |