

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83300



Los kit de patrones calibración "CAL CHECK" HI83300-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro de sobremesa multiparamétrico HI83300. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad.

- Incluye 6 cubetas de valores de absorbancia a 420nm, 466nm, 525nm, 575nm 610nm y cero
- Suministrado con Certificado de Análisis

Referencia: -

Paquete Normas selladas: 0 nm, 420 nm, 466nm, 525 nm, 575 nm, 610 nm

Cantidad 1 juego

Producto sometido a legislación sobre Precursores de Explosivos (Reglamento UE 2019/1148 del 20 de junio del 2019)/ Sólo uso profesional.