

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83326



El kit de patrones calibración "CAL CHECK" proporciona una solución simple para verificar el fotómetro de análisis de agua de piscinas y spas HI83326. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad.

- Valores de absorbancia a 525nm, 575nm, 610nm y cero
- Suministrado con Certificado de Análisis

Referencia: -

**Paquete** Normas selladas: 0 nm, 525nm, 575 nm, 610 nm

**Cantidad** 1 juego