

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Ácido Cianúrico



El kit de patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Ácido Cianúrico HI96722-11 proporciona una solución simple para calibrar y validar fotómetros portátiles compatibles. Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar fotómetros de ácido cianúrico compatibles.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $20 \pm 1$  mg / L de ácido cianúrico a 25 ° C

Referencia: -

Paquete Estándares sellados: 0 y 20 mg / L de ácido cianúrico.

Cantidad 1 juego