

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Aluminio



Los patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Aluminio HI96712-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar los fotómetros portátiles de aluminio HI96712. Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al verificar el rendimiento o al calibrar los fotómetros de aluminio HI96712.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $0.50 \pm 0.01$  mg / L de aluminio a 25 ° C

Referencia: -

Paquete Estándares sellados: 0.00 y 0.50 mg / L de aluminio.

Cantidad 1 juego