

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio



El patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio rango medio HI96715-11 proporciona una solución simple para calibrar y validar el fotómetro de rango medio de amoníaco HI96715. Este conjunto de estándares de alta calidad se se entrega con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro HI96715.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 6.0 ± 0.050 mg / L de amoníaco (como NH₃-N) a 25 ° C

Referencia: -

Paquete Estándares sellados: 0.0 y 6.0 mg / L de amoníaco-nitrógeno

Cantidad 1 juego