

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio



Los kit de patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio HI96733-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro de amoníaco de alto rango HI96733 . Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un Certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 25.0 ± 1.0 mg / L de amonio (NH₄ +) a 25 ° C

Referencia: -

Paquete Estándares sellados: 0.00 y 25.0 mg / L de amonio.

Cantidad 1 juego