

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cianuro



Los patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cianuro HI96714-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil de cianuro HI96714. Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro HI96714.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 0.100 ± 0.005 mg / L (ppm)

Referencia: -

Paquete Estándares sellados: 0.000 y 0.100 mg / L de cianuro.

Cantidad 1 juego