

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Libre y Total



Los kit de patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Libre y Total HI96724-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil de cloro libre y total HI96724 que tiene un rango de 0.00 a 5.00 mg / L (ppm). Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro HI96724.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $1.00 \pm 0.03$  mg / L (ppm) libre y cloro total a 25 ° C

Referencia: -

Paquete Estándares sellados: 0.00 y 1.00 mg / L

Cantidad 1 juego