

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cobre rango bajo



Los kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cobre rango bajo HI96747-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil de cobre de bajo rango HI96747. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro de bajo rango de cobre.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $0,75 \pm 0,020$  mg / l de cobre a  $25^{\circ} \text{C}$

Referencia: -

Paquete Estándares sellados: 0.00 y 0.75 mg / L de cobre.

Cantidad 1 juego