

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Color del agua



Los kit de patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Color del agua , HI96727-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el Fotómetro Portátil del Color del Agua HI96727 que tiene un rango de 0 a 500 PCU (Unidades de Cobalto de Platino). Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro HI96727.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $250 \pm 5$  PCU a  $25^{\circ} \text{C}$

Referencia: -

Paquete	Normas selladas: 0 y 250 UCP.
Cantidad	1 juego