

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dióxido de Cloro



Los kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dióxido de Cloro HI96738-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil compatible con HI96738. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro de dióxido de cloro compatible.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $1.00 \pm 0.010$  mg / L de dióxido de cloro a 25°C

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0.00 y 1.00 mg / L dióxido de cloro.
Cantidad	1 juego