

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fluoruros



Los kit de patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fluoruros HI96739-11, proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil HI96739. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro de fluoruro compatible.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $10.0 \pm 0.5$  mg / L de fluoruro a 25 ° C

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0.0 y 10.0 mg / L fluoruro
Cantidad	1 juego