

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fosfatos



Los patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fosfatos HI96713-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro de bajo rango de fosfato HI96713. Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro HI96713.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 1.00 ± 0.010 mg / L (ppm) de fosfato a 25 ° C

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0.00 y 1.00 mg / L
Cantidad	1 juego