

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fosfatos



Los patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de rango alto de Fosfatos HI96717-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil de fosfato de alto rango HI96717. Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro HI96717.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 15.0 ± 0.5 mg / L de fosfato a 25 ° C

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0.0 y 15.0 mg / L
Cantidad	1 juego