

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fósforo



Los patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fósforo HI96706-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil HI96706. Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro de fósforo compatible.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de $7,5 \pm 0,3$ mg / L de fósforo a 25 ° C

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0.0 y 7.5 mg / L de fósforo.
Cantidad	1 juego