

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Hierro rango alto



El kit de patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Hierro rango alto HI96721-11 proporciona una solución simple para calibrar y validar el fotómetro de hierro HI96721. Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el HI96721.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $1,50 \pm 0,01$  mg / L (ppm) de hierro a 25 ° C

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0.00 y 1.50 mg / L de hierro.
Cantidad	1 juego