

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Hierro rango bajo HI96746



Los kit de patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Hierro rango bajo HI 96746-11 CAL proporcionan una solución simple para calibrar y validar fotómetros portátiles compatibles. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar fotómetros de hierro compatibles.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de $0,80 \pm 0,07$ mg / L de hierro a 25 ° C

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0.00 y 0.80 mg / L de hierro.
Cantidad	1 juego